

Afd. Medische Microbiologie, Divisie Laboratoria en Apotheek, UMC Utrecht

Tel. Administratie: 088 75 58829 ext. 2  
 Fax. Administratie: 088 75 55865  
 Consulent Virologie: 088 75 71762  
 Huispostnummer: HP. G04.427  
 E-mail: [medischemicrobiologie@umcutrecht.nl](mailto:medischemicrobiologie@umcutrecht.nl)

**Gegevens patiënt**  
 Patiëntnummer:  
 BSN:  
 Geslacht:  
 Geb. datum:  
 Eigen naam:  
 Naam partner:  
 Voornaam/Initialen:  
 Adres:  
 Postcode/Woonplaats:  
 Telefoonnummer:  
 Naam zorgverzekering:  
 Nummer zorgverzekering:

Voor meer informatie en contactpersonen zie:  
<https://www.umcutrecht.nl/nl/medische-microbiologie>  
<https://www.umcutrecht.nl/nl/ziekenhuis/verrichting/uveitis>

Voor cito-aanvragen en bijzondere diagnostiek dient contact te worden opgenomen met de dd. arts-microbioloog Virologie, tel. (088 75) 71762

**Gegevens aanvrager**

**Extern:**

Ziekenhuis: Afname datum:  
 Afdeling: Adres:  
 Arts: Tel: **Uitslag naar:** arts / laboratorium / arts + laboratorium  
 Laboratorium: Adres:  
 Tel:

**Materiaal**

- serum/stolbloed       VOK OD       glasvocht OD  
 EDTA-bloed       VOK OS       glasvocht OS

**N.B. Bij oogvocht altijd serum of buis bloed ('stolbuis') meesturen voor GWC**  
**Zie achterzijde voor instructie oogvocht pakket**

**Diagnostiek Klinische gegevens**

Klinische verschijnselen/diagnos .....

**Uveitis**

- OD       anterior       actief  
 OS       posterior       niet actief  
 ODS       intermediar  
 pan

**Overige gegevens**

.....  
 .....  
 .....

**Medicatie**

- geen       immunosuppressiva:.....       anders:.....  
 prednison       antivirale therapie:.....

**Vraagstelling**

Svp aankruisen welke test u uitgevoerd wilt hebben.  
 In verband met beperkt volume, graag **prioriteit** omcirkelen (1 heeft de hoogste prioriteit).

	PCR	GWC (Antistoffen)	Antivirale resistentie	Oculair lymfoom	Prioriteit	Serologie bekend?
HSV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Pakket	<input type="checkbox"/>		1 2 3 4 5 6	
VZV	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		1 2 3 4 5 6	
Toxoplasma	<input type="checkbox"/>				1 2 3 4 5 6	
CMV	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		1 2 3 4 5 6	
Rubella virus	<input type="checkbox"/>				1 2 3 4 5 6	
Treponema (lues)	<input type="checkbox"/>	n.v.t			1 2 3 4 5 6	Pos/neg/onbekend*
.....	<input type="checkbox"/>				1 2 3 4 5 6	
IL10/IL6# (svp 30 µl afvullen; verzenden op droogijs)				<input type="checkbox"/> CITO	1 2 3 4 5 6	
MyD88 L265P#				<input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 6	

\* doorhalen wat nvt is. Bij neg wordt de lues PCR niet bepaald. Bij onbekend bepalen wij eerst serologie.

# IL10/IL6 wordt uitgevoerd door de afd Translationale Immunologie, MyD88 door de afd Pathologie

## Instructies bij gebruik oogvochtpakketten

1. Vul het gehele aanvraagformulier in. Gebruik bij voorkeur een patiëntsticker.  
**Belangrijk:** noteer ook afname datum en een telefoonnummer
2. In het pakket bevinden zich twee buisjes; een voor oogvocht en de ander voor serum. Vul deze met het daarvoor bestemde materiaal en voorziet het buisje van een sticker met ten minste de materiaal soort en naam en geboortedatum van de patiënt erop.  
NB. De voorkeur gaat uit naar serum, omdat bij transport van een hele stolbuis hemolyse van het bloed kan optreden en het materiaal dan niet meer geschikt is voor bewerking.
3. Leg de gevulde buisjes op het absorptiedoekje in de plastic blister en sluit deze blister goed.
4. Stop het geheel in de safetybag. Dit is de doorzichtige plastic zak met blauwe plakrand.
5. Haal de witte strip van de blauwe plakrand en plak de zak dicht. Voor- en achterkant goed aandrukken.
6. Stop de gevulde safetybag in het blauwe plastic etui.
7. **BELANGRIJK:** vergeet niet het aanvraagformulier in het etui te stoppen. Controleer of de gegevens juist zijn.
8. Controleer of **op het witte kaartje achter het venster van de blauwe envelop het UMCU postadres leesbaar is**. Zo niet, haal het kaartje met uw naam en adres van binnenuit uit de voorkant van het etui en stop deze omgedraaid weer terug, **zodat het UMCU postadres wel leesbaar is**.
9. Rits het etui dicht. Deze kan zo via de brievenbus met de normale post verzonden worden. **Er hoeft geen postzegel op.**