

Gebruiksaanwijzing Mix2Vial™ bij Cluvot®

1

Bij kamertemperatuur oplossen.
Verwijder de doppen van de beide
flacons.
Ontsmet de rubberstoppen met
alcohol en laat ze drogen.

2

Open de verpakking van
de Mix2Vial™ door de
folie te verwijderen.
Haal de
Mix2Vial™
niet uit de
verpakking.



3

Plaats flesje met
oplosmiddel op een
vlakke, harde
ondergrond.
Druk vervolgens het
blauwe gedeelte van
de Mix2Vial™ recht
door het midden van de
stopper heen.



4

Verwijder de verpakking
van de Mix2Vial™.



5

Plaats het flesje met het
poeder op een vlakke,
harde ondergrond.
Druk de Mix2Vial™
recht door het midden
van de stopper van dit
flesje. Het oplosmiddel
zal vanzelf overlopen.



6

Zwenk het flesje
totdat het geheel is
opgelost.
Draai hierna het
blauwe gedeelte
(inclusief het lege
flesje) linksom en
scheidt hiermee
het blauwe en witte
gedeelte van de
Mix2Vial™.



7

Zuig lucht op in de
spuit. Plaats de lege
spuit op het witte
gedeelte van de
Mix2Vial™. Injecteer
lucht in het flesje. Draai
het flesje en de spuit
om, zodat het flesje zich
boven de spuit bevindt.
Zuig vervolgens de
oplossing op in de spuit.



8

Maak de spuit nu los
van het lege flesje.
De oplossing is nu
gereed voor infusie.



Mix2Vial™ is a trademark of West
or one of its subsidiaries

CSL Behring BV
Bijster 14
4817 HX BREDA
T: 085-111 96 00
E: medinfonederland@cslbehring.com